

Stella



Stella

Découvrez Stella, votre allié au quotidien pour une mobilité simple, sûre et adaptée à la vie réelle.

La conception du déambulateur ultraléger **STELLA** intègre des fonctionnalités conçues pour aider les personnes à mobilité réduite dans leurs déplacements quotidiens.

Construit sur un cadre en aluminium, le **STELLA** ne pèse que 6,7 kg (14.75 lb) dans sa configuration standard.* Sa courroie dorsale surdimensionnée offre un confort et une stabilité accrus en position assise.

*Sans équipements optionnels

Choix de couleurs :



DÉAMBULATEUR

Fonctionnalités incluses :

- Siège renforcé
- Roues en uréthane à surface lisse de 205 mm (8 po)
- Système de verrouillage en position pliée
- Câbles de freins plus résistants
- Poids léger (à partir de 6,7 kg / 14.75 lb)
- Courroie dorsale surdimensionnée et ajustable en hauteur
- Poignées ajustables en hauteur avec système à déclenchement rapide
- Leviers de basculement (pour seuils) de chaque côté
- Porte-gobelet
- Porte-canne** (incompatible avec les appuie-bras)
- Sac de rangement amovible



**Canne non incluse

Équipements optionnels :



• Appuie-bras (paire : 0,86 kg/1.9 lb)



• Appuie-pieds (paire : 1,27 kg/2.8 lb)



• Freins de ralentissement (paire : 0,5 kg/1.1 lb)



• Sac de transport

MODÈLE	HAUTEUR D'ASSISE	HAUTEUR DES POIGNÉES	LARGEUR DE L'ASSISE	LONGUEUR DES APPUIS-PIEDS	LARGEUR HORS-TOUT	LONGUEUR HORS-TOUT	CAPACITÉ DE POIDS
STELLA 18	18" (455 mm)	29.5" - 33.5" (750 mm - 850 mm)	17.5" (445 mm)	15" - 17.5" (380 mm - 445 mm)	24" (610 mm)	28.5" (725 mm)	300 lb (136 kg)
STELLA 20	20" (510 mm)	30.5" - 34.5" (775 mm - 875 mm)	17.5" (445 mm)	17" - 19.5" (430 mm - 495 mm)	24" (610 mm)	28.5" (725 mm)	300 lb (136 kg)
STELLA 23	23" (585 mm)	33.5" - 37.5" (850 mm - 950 mm)	17.5" (445 mm)	20" - 22.5" (510 mm - 570 mm)	24" (610 mm)	28.5" (725 mm)	300 lb (136 kg)
STELLA 20 HD	20" (510 mm)	30.5" - 34.5" (775 mm - 875 mm)	19.5" (495 mm)	17" - 19.5" (430 mm - 495 mm)	26" (660 mm)	28.5" (725 mm)	400 lb (182 kg)
STELLA 23 HD	23" (585 mm)	33.5" - 37.5" (850 mm - 950 mm)	19.5" (495 mm)	20" - 22.5" (510 mm - 570 mm)	26" (660 mm)	28.5" (725 mm)	400 lb (182 kg)

NOTE - Certaines mesures métriques ont été arrondies au multiple de 5 millimètres le plus près.

GARANTIE LIMITÉE

À vie : châssis et croisillons | 5 ans : poignées de frein | 1 an : tous les autres composants

Exclusions : les pièces sujettes à l'usure ou à une mauvaise utilisation telles que les tissus, les poignées et les roues.



Pour plus d'information :



1.450.424.0288
1.888.453.0311

info@amylor.com
www.amylor.com



BR | TMK260302 | 1000098 | R09