

Déambulateur bariatrique 4081 OW8

Ce **déambulateur bariatrique 4081 OW8** a été conçu en partenariat avec des thérapeutes, des utilisateurs et des spécialistes en équipement médical visant à atténuer les défis quotidiens de la personne en perte d'autonomie.

Ce robuste déambulateur est, entre autres, muni de freins statiques et dynamiques, de roues 205 mm (8 po) anti-crevaison et de poignées ergonomiques ajustables en hauteur.

Caractéristiques incluses :

- Déambulateur renforcé
- Roues de 205 mm (8 po) anti-crevaison
- Freins statiques et dynamiques
- Poignées ergonomiques ajustables en hauteur
- Siège coussiné
- Panier

Options :

- Bourgogne ou bleu

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis

1 an : toutes les autres composantes



SPÉCIFICATIONS	
Largeur hors-tout	736.6 mm (29 po)
Distance entre les poignées	585 mm (23 po)
Hauteur des poignées ajustables	785 mm - 940 mm (31 po - 37 po)
Hauteur sol / siège	560 mm (22 po)
Poids	13,1 kg (29 lb)
Capacité de poids	226,8 kg (500 lb)