

Aide à la marche pliante en aluminium

Cette **aide à la marche pliante en aluminium** ultra-légère a été conçue pour alléger les défis quotidiens de la personne en perte d'autonomie.

Muni d'un châssis pliable, solide et chromé pour mieux résister aux égratignures, l'aide à la marche propose deux options de positionnement des roues : extérieures pour une stabilité accrue ou intérieures pour circuler en lieux restreints.

Série 4081 - châssis 22 mm (7/8 po)



Caractéristiques incluses:

- Hauteur sol / poignets réglable
- Poignées de caoutchouc confortables et hypoallergènes
- Châssis pliable, plaqué chrome résistant aux égratignures
- Roues avec paliers (roulement souple et silencieux)
- Perçage double des pattes de roues
(alternance roues intérieures / roues extérieures sans les enlever)

Pour les cas d'ataxie, il y a possibilité d'alourdir l'aide à la marche de 2.7 kg (6 lb).

	#ITEM	DESCRIPTION	HAUTEUR	TAILLE DE L'UTILISATEUR (approx.)
ROUES / SKIS	4081AW5	Aide à la marche ADULTE avec roues / skis	840 mm – 940 mm (33 po – 37 po)	1.73 m – 1.83 m (5 pi 8 po – 6 pi)
	4081JW5	Aide à la marche JUNIOR avec roues / skis	735 mm – 840 mm (29 po – 33 po)	1.63 m – 1.73 m (5 pi 4 po – 5 pi 8 po)
	4081PW5	Aide à la marche PETITE JUNIOR avec roues / skis	660 mm – 760 mm (26 po – 30 po)	1.55 m – 1.65 m (5 pi 1 po – 5 pi 5 po)
EMBOUTS DE CAOUTCHOUC	4081A	Aide à la marche ADULTE embouts de caoutchouc	840 mm – 940 mm (33 po – 37 po)	1.73 m – 1.83 m (5 pi 8 po – 6 pi)
	4081J	Aide à la marche JUNIOR embouts de caoutchouc	735 mm – 840 mm (29 po – 33 po)	1.63 m – 1.73 m (5 pi 4 po – 5 pi 8 po)
	4081P	Aide à la marche PETITE JUNIOR embouts de caoutchouc	635 mm – 735 mm (25 po – 29 po)	1.52 m – 1.63 m (5 pi – 5 pi 4 po)

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis

1 an : toutes autres composantes à l'exception des roues / skis

SPÉCIFICATIONS

Largeur hors-tout (roues extérieures)	660 mm (26 po)
Largeur hors-tout (roues intérieures)	580 mm (22.75 po)
Largeur hors-tout (skis arrières)	570 mm (22.5 po)
Largeur intérieure (entre les poignées)	430 mm (17 po)
Poids	3 kg (6.5 lb)
Capacité de poids	149.7 kg (330 lb)