

Aide à la marche pliante en aluminium

Cette aide à la marche pliante en aluminium ultra-légère a été conçue pour alléger les défis quotidiens de la personne en perte d'autonomie.

Muni d'un châssis pliable, solide et chromé pour mieux résister aux égratignures, l'aide à la marche propose deux options de positionnement des roues : extérieures pour une stabilité accrue ou intérieures pour circuler en lieux restreints.

Série 4082 - châssis 25 mm (1 po)



Caractéristiques incluses:

- Hauteur sol / poignets réglable
- Poignées de caoutchouc confortables et hypoallergènes
- Châssis pliable, plaqué chrome résistant aux égratignures
- Roues avec paliers (roulement souple et silencieux)
- Perçage double des pattes de roues (alternance roues intérieures / roues extérieures sans les enlever)

Pour les cas d'ataxie, il y a possibilité d'alourdir l'aide à la marche de 4.1 kg (9 lb).

	#ITEM	DESCRIPTION	HAUTEUR	TAILLE DE L'UTILISATEUR (approx.)
ROUES / SKIS	4082AW5	Aide à la marche ADULTE avec roues / skis	810 mm – 965 mm (32 – 38 po)	1.70 m – 1.85 m (5 pi 7 po – 6 pi 1 po)
	4082A+W5	Aide à la marche ADULTE+ avec roues / skis	890 mm – 1040 mm (35 – 41 po)	1.78 m – 1.93 m (5 pi 10 po – 6 pi 4 po)
	4082JW5	Aide à la marche JUNIOR avec roues / skis	735 mm – 840 mm (29 po – 33 po)	1.63 m – 1.73 m (5 pi 4 po – 5 pi 8 po)
EMBOUTS DE CAOUTCHOUC	4082A	Aide à la marche ADULTE embouts de caoutchouc	810 mm – 965 mm (32 – 38 po)	1.70 m – 1.85 m (5 pi 7 po – 6 pi 1 po)
	4082A+	Aide à la marche ADULTE+ embouts de caoutchouc	890 mm – 1040 mm (35 – 41 po)	1.78 m – 1.93 m (5 pi 10 po – 6 pi 4 po)
	4082J	Aide à la marche JUNIOR embouts de caoutchouc	735 mm – 840 mm (29 po – 33 po)	1.63 m – 1.73 m (5 pi 4 po – 5 pi 8 po)

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis

1 an : toutes autres composantes à l'exception des roues / skis

SPÉCIFICATIONS

Largeur hors-tout (roues extérieures)	655 mm (25.75 po)
Largeur hors-tout (roues intérieures)	585 mm (23 po)
Largeur hors-tout (skis arrières)	590 mm (23.25 po)
Largeur intérieure (entre les poignées)	430 mm (17 po)
Poids	3.4 kg (7.5 lb)
Capacité de poids	149.7 kg (330 lb)