

Nous sommes fiers de présenter le fauteuil roulant en aluminium **TANDEM** de Continent Globe.

En plus de répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs avec ses multiples options de réglages, le **TANDEM** s'avère être aussi un atout précieux pour les personnes aidantes.

Le système de frein, facilitant l'immobilisation du fauteuil, et les poignées de poussées ajustables en hauteur assurent le confort et contribuent à éviter les blessures du préposé.



Caractéristiques incluses:

- Poignées de poussées ajustables en hauteur
- Freins à tambour pour aidant
- Ajustement rapide de l'angle des fourches
- Auteur sol/ siège ajustable de 430 mm à 510 mm
- Largeur de siège : 355 mm, 405 mm, 455 mm et 510 mm
- Profondeur de siège : 405 mm et 455 mm
- Dossier à tension ajustable en nylon
- Appui-bras escamotables et à hauteur ajustable
- Appui-pieds ajustable en longueur
- Appui-pieds escamotable vers l'intérieur et l'extérieur
- Plaques d'appui-pieds à angle ajustable
- Roues renforcées à rayons (610 mm) avec pneus anti-crevaisons
- Roues avant (180 mm) et pneus anti-crevaisons
- Essieux à dégagement rapide

SPÉCIFICATIONS	WC14DB247	WC16DB247	WC18DB247	WC20DB247
Largeur du siège	355 mm (14 po)	405 mm (16 po)	455 mm (18 po)	510 mm (20 po)
Profondeur du siège	405 - 455 cm (16 -18 po)	405 - 455 cm (16 -18 po)	405 - 455 cm (16 -18 po)	405 - 455 cm (16 -18 po)
Hauteur sol / siège	430 - 510 mm (17 -18 -19 -20 po)	430 - 510 mm (17 -18 -19 -20 po)	430 - 510 mm (17 -18 -19 -20 po)	430 - 510 mm (17 -18 -19 -20 po)
Hauteur du dossier	405 - 455 mm (16 -18 po)	405 - 455 mm (16 -18 po)	405 - 455 mm (16 -18 po)	405 - 455 mm (16 -18 po)
Hauteur des appui-bras	230 - 280 mm (9 - 10 - 11 po)	230 - 280 mm (9 - 10 - 11 po)	230 - 280 mm (9 - 10 - 11 po)	230 - 280 mm (9 - 10 - 11 po)
Largeur hors-tout	585 mm (23 po)	635 mm (25 po)	685 mm (27 po)	735 mm (29 po)
Largeur plié	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
Poids (complet)	16.5 kg (36.5 lb)	16.9 kg (37 lb)	17.2 kg (38 lb)	18.1 kg (40 lb)
Capacité de poids	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)

Options disponibles:

- Cerceaux de conduite plastifiés
- Appui-jambes éleveurs
- Bourgogne ou bleu

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis

1 an : toutes autres composantes