

BULLETIN D'INFORMATION

NOUVEAUX DOSSIERS ET COUSSINS DE SIÈGE **MATRIX** VENDUS AVEC NOS FAUTEUIL ALLTRACK

INTRODUCTION

Veillez noter qu'à compter du 5 juin, 2023, certains modèles de dossiers et de coussins de la marque MATRIX seront offerts en option sur nos Formulaires de commande de fauteuils roulants motorisés Alltrack et seront livrés avec le fauteuil. Dorénavant, ces nouveaux recouvrements (dossiers et coussins) s'ajouteront aux recouvrements offerts actuellement (CG Air, NXT et le modèle standard).



CERTAINS MODÈLES

MISE À JOUR DES FORMULAIRES DE COMMANDE (DOSSIERS)

► **NOUVEAU DOSSIER MATRIX**

- | | | |
|--------------------------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | E2S-LLHH | NOUV. Dossier MATRIX ELITE E2S – largeur de 355 à 510 mm (14 à 20 po) et hauteur de 150 à 510 mm (6 à 20 po), en intervalle de 50 mm (2 po) |
| | | ▲ La hauteur de la coque du dossier est offerte de 150 à 510 mm (6 à 20 po) en intervalle de 50 mm (2 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable |
| | | ▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb) |
| <input type="checkbox"/> | E2D-LLHH | NOUV. Dossier MATRIX DEEP CONTOUR ELITE E2D – largeur de 355 à 510 mm (14 à 20 po) et hauteur de 150 à 510 mm (6 à 20 po), en intervalle de 50 mm (2 po) |
| | | ▲ La hauteur de la coque du dossier est offerte de 150 à 510 mm (6 à 20 po) en intervalle de 50 mm (2 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable |
| | | ▲ Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux |
| | | ▲ Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb) |
| <input type="checkbox"/> | PBE-LLHH-TR | NOUV. Dossier MATRIX PB ELITE TR – largeur de 380 à 510 mm (15 à 20 po) et hauteur de 355 mm, 405 mm, 455 mm ou 510 mm (14 po, 16 po, 18 po ou 20 po) |
| | | ▲ Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 355 mm, 405 mm, 455 mm ou 510 mm (14 po, 16 po, 18 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable. |
| | | ▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb) |
| <input type="checkbox"/> | PBE-LLHH-HD | NOUV. Dossier MATRIX HEAVY DUTY ELITE (haute capacité) – largeur de 535 à 610 mm (21 à 24 po) et hauteur de 405 mm et 510 mm (16 po et 20 po) |
| | | ▲ Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 405 mm ou de 510 mm (16 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable. |
| | | ▲ Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb) |
| <input type="checkbox"/> | EDB-LLHH-HD | NOUV. Dossier MATRIX ELITE DEEP HD (haute capacité) – largeur de 535 à 610 mm (21 à 24 po) et hauteur de 405 mm, 455 mm et 510 mm (16 po, 18 po et 20 po) |
| | | ▲ Les hauteurs de la coque du dossier offertes sont de 405 mm, 455 mm ou 510 mm (16 po, 18 po ou 20 po). L'espace minimum entre le dossier et la plaque d'assise est de 100 mm ± 25 mm (4 po ± 1 po) pour un dossier fixe et de 150 mm ± 25 mm (6 po ± 1 po) pour un dossier inclinable. |
| | | ▲ Ce dossier n'est pas compatible avec les supports thoraciques latéraux |
| | | ▲ Soutien un poids maximal de 227kg (500 lb) |

Nouveau dossiers et coussins **MATRX** (suite)

DOSSIERS
MATRX Elite E2S


- Largeur :
355 à 510 mm/14 à 20 po
intervalle de 25 mm/1 po
- Hauteur :
150 à 510 mm/6 à 20 po
intervalle de 50 mm/2 po

MATRX Deep Contour Elite E2D


- Largeur :
355 à 510 mm/14 à 20 po
intervalle de 25 mm/1 po
- Hauteur :
150 à 510 mm/6 à 20 po
intervalle de 50 mm/2 po

MATRX PB Elite TR


- Largeur :
380 à 510 mm/5 à 20 po
intervalle de 25 mm/1 po
- Hauteur :
355, 405, 455 ou 510 mm/
14, 16, 18 ou 20 po

MATRX Heavy Duty Elite (haute capacité)


- Largeur :
535 à 610 mm/21 à 24 po
intervalle de 25 mm/1 po
- Hauteur :
405 et 510 mm/
16 et 20 po

MATRX Elite Deep HD (haute capacité)


- Largeur :
535 à 610 mm/21 à 24 po
- Hauteur :
405, 455 et 510 mm/16, 18 et 20 po

Nouveaux dossiers et coussins MATRX (suite)

MISE À JOUR DES FORMULAIRES DE COMMANDE (COUSSINS)

▶ NOUVEAU COUSSIN MATRX

PSP-LLPP NOUV. Recouvrement du siège MATRX PSP – largeur de 280 à 510 mm (11 à 20 po)

▲ Soutien un poids maximal de 136 kg (300 lb)

▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.

PSP-LLPP NOUV. Recouvrement du siège MATRX PSP – hauteur de 560 à 660 mm (22 à 26 po)

▲ Soutien un poids maximal de 250kg (550 lb)

▲ La hauteur et la profondeur des coussins sont offertes en chiffres pairs seulement.

MATRX PSP



Poids maximal de 136 kg/300 lb
 Largeur : 280 à 510 mm/11 à 20 po
 Profondeur : 330 à 535 mm/13 à 21 po

Poids maximal de 250 kg/550 lb
 Largeur : 560 à 660 mm/22 à 26 po
 Profondeur : 455 à 585 mm/18 à 23 po

AUTRES CONSÉQUENCES

Disponibilité et prix

Vendus avec le fauteuil, le prix des recouvrements de siège MATRX sont indiqués selon le modèle sur les Formulaires de commande. Pour d'autres grandeurs et modèles, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.

Installation

Les fauteuils Alltrack commandés auprès d'Amylior seront expédiés avec les dossiers installés et prêts à être livrés.

Mises à jour correspondantes

Les Formulaires de commande et le Manuel des pièces ont été modifiés et seront en ligne le 5 juin, 2023.