

BULLETIN D'INFORMATION

NOUVEAU MODULATEUR VR2

INTRODUCTION

À partir du 14 juillet 2023, tous les nouveaux fauteuils roulants motorisés Alltrack seront livrés avec un nouveau modulateur pour système électronique VR2 (D51892) et remplacera celui utilisé jusqu'à cette date (D51086). Ce nouveau modulateur sera également expédié en pièce de service pour toute commande de pièce de remplacement. Un nouveau logiciel est nécessaire pour programmer et faire fonctionner ce nouveau modulateur (voir ci-dessous).



PRÉCISION DU CHANGEMENT

Ce nouveau modulateur n'a pas changé visuellement et n'a pas de fonctionnalité supplémentaire. Le fournisseur du modulateur a été dans l'obligation de faire ce changement en raison des avancés technologiques pour le soutien de la plateforme à long terme. Un nouveau logiciel (en anglais seulement) est nécessaire pour faire fonctionner ce modulateur et il peut également gérer l'ancien modulateur VR2. Le nouveau logiciel de programmation peut être téléchargé immédiatement et est disponible au lien ci-dessous. Rappel : pour programmer tout fauteuil roulant motorisé Alltrack, le logiciel spécifique à Amylior doit être utilisé pour assurer un bon fonctionnement.

<https://amylior.com/fauteuils-roulants-motorises-electriques/software/?lang=fr>

Téléchargement des logiciels et documentations, R-Net, VR2 electronics, eb-x & USB Dongle.



R-net

- Logiciel de programmations -

[Téléchargement](#)

S-Drive

VR2²

S-Drive & VR2-2

- Logiciel de programmation PC -

[Téléchargement](#)



e-bx

- Programmation et mise à jour du
firmware -

[Téléchargement](#)



USB Dongle

- Pilote informatique -

[Téléchargement](#)

Nouveau modulateur VR2**AUTRES CONSÉQUENCES****Disponibilité et prix**

Le prix lorsqu'il est vendu avec le fauteuil ou en pièce de remplacement ne changent pas.

Installation après-vente

S/O

Mises à jour correspondantes

Il n'y a pas de changement sur nos Formulaires de commande. Le Manuel de pièces sera modifié à sa prochaine révision.