

BULLETIN D'INFORMATION

NOUVEAU DÉAMBULATEUR STELLA 23 HD

INTRODUCTION

À partir du 28 août, 2023, nous avons ajouté un nouveau déambulateur à notre gamme Stella. Le Stella 23 HD (haute capacité) est maintenant en inventaire et disponible pour les commandes.



PRÉCISION SUR CE NOUVEAU PRODUIT

Le **NOUVEAU Stella 23 HD** a une hauteur d'assise de 585 mm (23 po) et est offert en plus de notre Stella 20 HD existant qui a une hauteur d'assise de 510 mm (20 po). Le Stella 20 HD et le Stella 23 HD ont tous deux une largeur d'assise de 495 mm (19.5 po) et une capacité de poids de 400 lb (182 kg). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les spécifications de notre gamme complète de déambulateurs Stella.

MODÈLE	HAUTEUR D'ASSISE	HAUTEUR DES POIGNÉES	LARGEUR DE L'ASSISE	LONGUEUR DES APPUIS-PIEDS	LARGEUR HORS-TOUT	LONGUEUR HORS-TOUT	CAPACITÉ DE POIDS
STELLA 18	455 mm (18 po)	750 mm - 850 mm (29.5 po - 33.5 po)	445 mm (17.5 po)	380 mm - 445 mm (15 po - 17.5 po)	610 mm (24 po)	725 mm (28.5 po)	136 kg (300 lb)
STELLA 20	510 mm (20 po)	775 mm - 875 mm (30.5 po - 34.5 po)	445 mm (17.5 po)	430 mm - 495 mm (17 po - 19.5 po)	610 mm (24 po)	725 mm (28.5 po)	136 kg (300 lb)
STELLA 23	585 mm (23 po)	850 mm - 950 mm (33.5 po - 37.5 po)	445 mm (17.5 po)	510 mm - 570 mm (20 po - 22.5 po)	610 mm (24 po)	725 mm (28.5 po)	136 kg (300 lb)
STELLA 20 HD	510 mm (20 po)	775 mm - 870 mm (30.5 po - 34.25 po)	495 mm (19.5 po)	430 mm - 495 mm (17 po - 19.5 po)	660 mm (26 po)	725 mm (28.5 po)	182 kg (400 lb)
STELLA 23 HD	585 mm (23 po)	850 mm - 980 mm (33.5 po - 38.5 po)	495 mm (19.5 po)	510 mm - 570 mm (20 po - 22.5 po)	660 mm (26 po)	725 mm (28.5 po)	182 kg (400 lb)

Nouveau déambulateur Stella 23 HD**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE****Disponibilité et prix**

Le nouveau déambulateur Stella 23 HD est offert au même prix que le Stella 20 HD. Veuillez consulter Amylior.com pour le formulaire de commande le plus récent pour votre localisation.

Couleur offerte

En noir seulement.

Mises à jour correspondantes

- Les formulaires de commande et le site Web ont été mis à jour.
- Le feuillet est en ligne et disponible pour commander avec le no. de pièce 1000098-R07.
https://amylior.com/wp-content/uploads/2023/08/FL_P23027_1000098_Stella-HD-23_FR_2023-06_R07-web.pdf
- Le Manuel des pièces n'est pas touché par l'ajout de cette grandeur.