

# BULLETIN D'INFORMATION

## *FEUX DE POSITION AVANT DÉSORMAIS PLUS VOYANTS*


### INTRODUCTION

À la suite de récents commentaires concernant la luminosité des feux avant de notre trousse d'éclairage optionnelle, nous avons pris des mesures pour augmenter de manière significative leur intensité. Nous avons amélioré les feux avant pour qu'ils soient plus lumineux et plus efficaces.


### CHANGEMENT D'ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE

Après avoir effectué des tests avec les feux avant précédents et les nouveaux feux avant d'aujourd'hui, les résultats montrent que l'intensité lumineuse (95-100 cd) des nouveaux feux est 8 fois plus élevée que celle des feux précédents (11-12 cd). Ces feux améliorés n'augmentent non seulement la visibilité de l'utilisateur circulant dans une basse luminosité, mais rehaussent également de manière significative la perception de l'utilisateur par les autres.

#### Éclairage sur un mur des ANCIENS feux



#### Éclairage sur un mur des NOUVEAUX feux



*Nouveaux feux de position (suite)***AUTRES CONSIDÉRATIONS****Disponibilité et prix**

L'installation optionnelle des nouvelles lumières débutera au début janvier 2024 sur tous les fauteuils Alltrack\*. Les mêmes numéros d'inventaire pour les trousse (incluant la quincaillerie) sont utilisés : no. 1004183 gauche et no. 1004184 right. Le prix de l'ensemble lorsqu'il est vendu avec fauteuil ne change pas. S'il est vendu en pièce de service, une demande de soumission « RFQ » est requise.

\* À l'exception des fauteuils pour la RAMQ