


BULLETIN D'INFORMATION

NOUVEAU TREILLIS POUR COUSSIN CG AIR EN OPTION

INTRODUCTION

Amylior désormais offre, en option, un treillis en mousse « EVA » de 25 mm (1 po) d'épaisseur qui s'installe facilement autour des premières rangées de cellules du coussin CG Air. Le treillis permet également de protéger la base de ces cellules qui sont souvent soumises à plus de contraintes lors des transferts autonomes.



PRÉCISION DE L'OPTION

Ce treillis est disponible en option lors de la commande d'un coussin CG Air. Il est défini par la largeur du coussin et peut avoir soit 2 cellules de profond (équivalent à 115 mm/4.5 po de profond au total) et occasionnellement 3 cellules de profond (équivalent à 165 mm/6.5 po de profond au total). L'épaisseur offerte est 25 mm (1 po) seulement.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Disponibilité et prix

Le treillis est disponible en cochant l'option sur le Formulaire de commande du coussin CG Air et son prix y est indiqué.

Mises à jour correspondantes

Tous les Formulaires de commande pour les coussins CG Air ont été mis à jour avec cette nouvelle option et sont publiés sur notre site Web. Cet article sera ajouté au Manuel des pièces lors de sa prochaine relâche. Un Guide d'instructions pour son installation sera publié sur notre site Web dans la section Support/Espace pro/Guides d'instructions.