

## **SUPPORT POUR HANCHE ET CUISSE TROUSSE DE MONTURE ET COUSSINS**

### INTRODUCTION

Deux changements ont été apportés au support pour hanche et cuisse :

1. **Trousse de monture du coussin pour hanche et cuisse**
2. **Coussins pour hanche et cuisses**

### 1. NOUVELLES TROUSSES DE MONTURE


En décembre 2022 ou à l'épuisement des stocks actuels, la trousse de support pour hanche et cuisse avec dimensions impériales no. de pièce C-9612 sera en fin de série et sera remplacée par **deux (2) trousse de dimensions métriques** :

- a) Trousse de support pour hanche et cuisse COURBÉ pour les accoudoirs en L ou en I.
  - Pièce de service no. 1004020
  - Code sur le formulaire de commande : SOHTSARH-C
- b) Trousse de support pour hanche et cuisse DROIT pour les accoudoirs en U ou en T.
  - Pièce de service no. 1004021
  - Code sur le formulaire de commande : SOHTSARH-S

Support pour hanche et cuisse métrique courbé  
No. 1004020  
No. SOHTSARH-C  
Type d'accoudoir :  
En L : SOAFB  
En I : SOANI



**Ajout**  
Support pour hanche et cuisse métrique droit  
No. 1004021  
No. SOHTSARH-S  
Type d'accoudoir :  
En T : SOSP  
En U : SOADP



### 2. COUSSINS DE SUPPORT POUR HANCHE ET CUISSE

La densité de la mousse des coussins est plus souple. Les numéros de pièces demeurent les mêmes, mais sous une nouvelle révision. Les 2 supports ci-dessus sont compatibles avec tous les anciens et les nouveaux coussins pour hanche et cuisse.

H00097  
(petit)  
255 mm x  
100 mm  
(10 po x 4 po)



H00098  
(moyen)  
305 mm x  
125 mm  
(12 po x 5 po)



H00099  
(grand)  
355 mm x  
150 mm  
(14 po x 6 po)



## *Support et coussins pour hanche et cuisse (suite)*

### Mises à jour correspondantes

---

Les bons de commande demeurent inchangés. Le configurateur choisit le support approprié selon le type d'accoudoir commandé. Le Manuel de pièces a été modifié et est en ligne.