

▼ INFORMATION SUR LE CENTRE DE RÉADAPTATION

# de Commande ou Soumission:	_____
Contact ou Ergothérapeute:	_____
Courriel:	_____
Téléphone:	_____
Nom du Centre:	_____
Ville:	_____
Lieu d'expédition:	_____
Adresse:	_____
Ville:	_____
Province:	_____
Code Postal:	_____
Bénéficiaire:	_____
Poids du bénéficiaire:	_____
Taille du bénéficiaire:	_____
Épaisseur du coussin d'assise:	_____
Longueur du genou au talon:	Gauche: _____ Droite: _____



Amylior se réserve le droit de ne pas procéder la commande sans les informations suivantes:

- Le nom ou numéro d'identification du bénéficiaire, ses dimensions et son poids.
- Amylior n'est pas responsable des erreurs ou différences de configurations résultantes d'une erreur de la part du client sur les bons de commande.
- Amylior va produire et fournir une confirmation de commande avec un sommaire des items sélectionnés. Veuillez en prendre connaissance et le réviser au besoin.
- Une fois la commande expédiée, toute modification est soumise à la politique de retour et pourrait être refusée.

LES NOUVELLES PRÉCISIONS ET LES AJOUTS SONT INDIQUÉS EN ROUGE

▼ SÉLECTION DE BASE MOTORISÉ

▲ La hauteur sol siege indiqué est prise au devant de l'assise en position basse a 0°. Seul la hauteur minimum (avec une tolérance de 1/4") est indiquée.

▶ Quickie	▼ HSS avec Bascule	▼ HSS avec Combo	▼ Electronique
323 <input type="checkbox"/> G1 <input type="checkbox"/> G2	16 ¼"	18 ¼"	<input type="checkbox"/> VR2
747 <input type="checkbox"/> G1 <input type="checkbox"/> G2	16 ½"	18 ½"	<input type="checkbox"/> R-Net 90 <input type="checkbox"/> R-Net 120
▶ Pride Quantum	▼ HSS avec Bascule	▼ HSS avec Combo	▼ Electronique
▲ Un fauteuil avec le siège élévateur motorisé et l'électronique Q-Logic, la vitesse réduite requiert l'opération des options motorisés à travers la manette (SWTJSS ou SWTJSD).	17"	19"	<input type="checkbox"/> Q-Logic NE <input type="checkbox"/> Q-Logic 2
▲ Q-Logic NE n'est pas compatible avec l'activation d'une option motorisé à travers la manette et n'offre pas de vitesse réduite avec le siège élévateur motorisé.	à déterminer	à déterminer	<input type="checkbox"/> Q-Logic NE+
▲ Q-Logic NE+ est seulement disponible avec l'activation de 1 vérin à travers la manette.			
<input type="checkbox"/> Q6 Edge 2.0, EdgeZ			
<input type="checkbox"/> Rival			
▶ Invacare	▼ HSS avec Bascule	▼ HSS avec Combo	▼ Electronique
TDX SP <input type="checkbox"/> GP 22 <input type="checkbox"/> GP 24	16 ½"	19"	<input type="checkbox"/> Mk690 <input type="checkbox"/> SPJ
Storm 3G <input type="checkbox"/> Courte <input type="checkbox"/> Longue	17"	19 ½"	<input type="checkbox"/> Mk690ACC <input type="checkbox"/> MPJ / DISPLAY
			<input type="checkbox"/> Mk6TT <input type="checkbox"/> Mk6 GTRAC
▶ Orthofab	▼ HSS avec Bascule	▼ HSS avec Combo	▼ Electronique
<input type="checkbox"/> Oasis 2	à déterminer	à déterminer	<input type="checkbox"/> Orthofab - R-net

▼ INSTALLATION

<input type="checkbox"/> NOTE-IN-HOUSE	Fauteuil neuf - Installation chez Amylior ▲ Le fauteuil est expédié chez Amylior directement du manufacturier.	S/F
<input type="checkbox"/> NOTE-KIT	Fauteuil déjà en possession du client Spécifier le numéro de série du fauteuil: _____	S/F
<input type="checkbox"/> RAMQ(MJ)	Programmation et/ou Ajustements ▲ Le fauteuil sera pris en charge par Amylior pour l'installation et/ou ajustements et sera retourné le plus rapidement possible.	\$195

▼ OPTIONS MOTORISÉS

<input type="checkbox"/> PTS50CG	Bascule motorisé compensatrice de 50°	\$1,695
<input type="checkbox"/> PES-300	Module - Ajout de Siège élévateur motorisé de 11" pour l'aide au transfert	\$1,995

▼ ELECTRONIQUE POUR SYSTEME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ - 1 OU 2 VÉRINS

<input type="checkbox"/>	SOLO	Modulateur pour système de positionnement a 1 motorisation			STD	
<input type="checkbox"/>	DUO	Modulateur pour système de positionnement a 2 motorisations			\$390	
Avec le SOLO ou le DUO, il est possible d'ajouter soit un bouton poussoir simple ou double.						
<input type="checkbox"/>	SWPUSH1	Bouton Poussoir Simple (avec SOLO) ▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SOLO) motorisation.	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Aidant	\$50	
<input type="checkbox"/>	SWPUSH2	Bouton Poussoir Double (avec SOLO ou DUO) ▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SOLO) ou 2 (DUO) motorisations.	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire	<input type="checkbox"/> Aidant	\$75	
<input type="checkbox"/>	SWTJSS	Activation du système de positionnement a 1 motorisation a travers le controle du fauteuil ▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SOLO) motorisation.			\$525	
<input type="checkbox"/>	SWTJSD	Activation du système de positionnement a 2 motorisations a travers le controle du fauteuil ▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 2 (DUO) motorisations.			\$525	
<input type="checkbox"/>	SWTVR2	Activation du système de positionnement a 1 motorisation à travers le controle VR2 d'origine ▲ Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé. ▲ Cette option requiert le controle P&G VR2 avec boîte de commande 6 boutons de Quickie			S/F	
<input type="checkbox"/>	SWTMK6-ACCT	Activation de la bascule a travers le controle MK690-ACC d'origine ▲ Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé. ▲ Cette option requiert le controle MK690-ACC avec boîte de commande SPJ-ACC, SPJ-PSS ou MPJ d'Invacare.	<input type="checkbox"/> SPJ-PSS	<input type="checkbox"/> SPJ-ACC	<input type="checkbox"/> MPJ	S/F

▼ MONTURE POUR INTERRUPTEUR DU SYSTEME DE POSITIONNEMENT

<input type="checkbox"/>	TSM L	Installer l'interrupteur du cote gauche			N/C
<input type="checkbox"/>	TSM R	Installer l'interrupteur du cote droit			N/C

▼ INSTALLATION DE LA MANETTE DU FATEUIL

<input type="checkbox"/>	HML	Installer la manette du fauteuil du cote gauche
<input type="checkbox"/>	HMR	Installer la manette du fauteuil du cote droit

▼ INFORMATION SUR LE SIEGE D'ORIGINE

<input type="checkbox"/> Quickie SP-202	<input type="checkbox"/> Pride Synergy
<input type="checkbox"/> Invacare ADJASBA Pediatric	<input type="checkbox"/> Pride TB2 or TB3
<input type="checkbox"/> Invacare ADJASBA Adult	<input type="checkbox"/> Orthofab
Spécifier la largeur: _____	Spécifier la profondeur: _____

▼ SPÉCIFICATION DE HAUTEUR SOL SIEGE HORS STANDARD

<input type="checkbox"/>	SOMHSS	Hauteur sol siege autre que standard Spécifiez à: _____ " (± ¼")	\$150
--------------------------	---------------	---	-------

▼ NOTES SPÉCIALES ET AUTRES REQUÊTES

